


**Equipo para administración de soluciones CONTINU-FLO con
espigo/conector DUO-VENT**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Para uso con envases flexibles y rígidos no ventilados.
Superficies internas estériles y no pirogénicas.

Catalogo número	Descripción	Gotas/ml	Longitud
2C8541	Equipo para Administración de Soluciones con espigo Duo-Vent. SISTEMA CLEARLINK 3 válvulas activadas Clearlink Luer para adaptador Luer Lock macho y collar retráctil	10	105" (2,7m)
			

ESPECIFICACIONES MÉDICAS

Precauciones: No se use si las fundas protectoras (1) no están en su lugar.

No colocar sobre el campo estéril

Instrucciones: Use técnica aséptica

Cierre la abrazadera/pinza reguladora (8). En caso de emplear envases rígidos no ventilados, abra la tapa de la toma de aire (2) e introduzca el espigo/conector (3) presionando hacia abajo en el envase. **[En caso de emplear envases rígidos no ventilados de menos de 150 mL, presione la cámara de aire (4), sosteniéndola, y no la suelte hasta haber invertido y colgado el envase.]** En caso de emplear envases flexibles, introduzca el espigo/conector (2) con la toma de aire (3) cerrada. Llene la cámara de goteo (4) para llenar la línea. Abra la abrazadera/pinza reguladora (8). Invierta y golpee ligeramente la válvula de control (5) para expulsar el aire durante el purgado. Purgue el equipo y expulse el aire. Cierre la abrazadera/pinza reguladora (8) hasta que el rodillo llegue a la base de la estructura. Conecte el adaptador Luer lock macho (9) al dispositivo de acceso vascular presionando firmemente con un movimiento circular, y luego cierre el anillo del Luer lock para evitar desconexiones accidentales. Asegúrese que la abrazadera/pinza del flujo descendente está abierta. **Limpie** la superficie activa del Luer con el antiséptico elegido **antes del primer uso y de cada conexión posterior**. Introduzca firmemente el Luer macho del dispositivo de conexión contra el área activa del Luer (6) y gírelo hasta asegurar la conexión.

Para un ajuste adecuado del flujo, cierre siempre la abrazadera/pinza reguladora (8) hasta que el rodillo llegue a la base de la estructura, luego ábrala de nuevo para reestablecer la velocidad de flujo. Repita el procedimiento si se debe ajustar la abrazadera/pinza desde la posición de apertura completa.

Precauciones:

Evite la presencia de aire en el equipo. La perforación de algún componente del equipo puede causar una embolia. No limpie el área activa del Luer (6) si la abrazadera/pinza de flujo descendente está cerrada o si la válvula está hundida, ya que la limpieza sería inefectiva. Reemplace el equipo si la válvula sigue hundida. **La introducción de agujas o cánulas en la válvula Luer activada dañará el producto, debiendo reemplazarse de inmediato. Se recomienda el uso de conectores Luer lock. En caso de emplear un conector Luer slip, introdúzcalo en la válvula presionando firmemente con un movimiento circular. Vigile en todo momento el Luer slip.** Identifique las líneas antes de realizar cualquier conexión. No conectar dispositivos con gases comprimidos a lugares de inyección intravenosa. Venta sólo con receta médica. Para un solo uso. No re-esterilizar



Notas:

Este producto no contiene látex natural. Este producto contiene DEHP. Para detener el flujo sin tocar el dispositivo regulador (8), cierre la llave/pinza reguladora (7). Enjuague la válvula Luer activada (6) tras la inyección para evitar la mezcla involuntaria de medicamentos/fluidos incompatibles. Enjuague la válvula Luer activada tras la infusión de sangre. En caso de que no se pueda limpiar la sangre, reemplace inmediatamente la válvula. Para la administración de un medicamento secundario, emplee únicamente la válvula superior activada por Luer (5). Consulte las instrucciones para uso con un equipo secundario de administración de medicamentos. En caso de desconexión intermitente del equipo con la válvula Luer activada, cubra inmediatamente el Luer macho del dispositivo de conexión con un protector estéril. Reemplazar según las directrices del CDC.

Las longitudes son aproximadas.

Para información de producto, llame al 1-800-933-0303

Baxter, CLEARLINK, CONTINU-FLO y DUO-VENT son marcas de Baxter International Inc.

Patentes de Estados Unidos nº 4,662.599; 5,290.239; 5,300.044 y 6,039.302

Fabricado por una filial de
Baxter Healthcare Corporation
Deerfield, IL. 60015 Estados Unidos
Hecho en Costa Rica