



FICHA TÉCNICA

GELITA
Improving Quality of Life


HospalMedica
de la mano contigo

GELITA-CEL[®] STANDARD

Hemostático absorbible de celulosa oxidada natural.

Código: GC-540

Fabricante: Gelita Medical

Procedencia: Eberbach, Alemania

Distribuido por: Hospal Médica, S.R.L.

C/ Manuel de Jesús Troncoso, esquina Calle 2,
Plaza Alcázar, Local 103, Ensanche Piantini, Sto. Dgo.

Descripción:

Hemostático absorbible de **celulosa oxidada natural**.

Presentación:

Empaque primario: Sobres de empaque único, Gasas de tamaño 100x200mm.

Empaque secundario: Cajas de cartón con 10 unidades.



Esterilización:

Esterilizado mediante radiación gamma, fecha de vencimiento de esterilidad en el empaque. Para que se mantenga la esterilidad siempre verifique la integridad del empaque individual.

Vida útil luego de fabricación:

18 meses.

Ventajas:

- Propiedades antibacterianas – ayudan a minimizar el riesgo de infección.
- Puede utilizarse en la zona a través de un trocar en procedimientos laparoscópicos – Sin efecto de memoria.
- No se resbala después del contacto con fluido.
- Se puede suturar.
- Totalmente biodegradado por el cuerpo en menos de 4 semanas.
- Reabsorción rápida y completa.
- No hay riesgo de encapsulación.

Aplicación

Listo para ser usado en **seco**

Características del producto:

- Fabricado 100% de celulosa oxidada
- Natural y seguro
- Detiene el sangrado eficazmente
- Fácil manipulación – no se pega a los guantes ni instrumentos quirúrgicos.
- Alta comodidad para paciente – puede permanecer en el cuerpo humano.

Indicaciones:

Para detener el sangrado capilar, venoso y arterial durante las cirugías.

Condiciones de almacenamiento y manejo:

- Mantener en un lugar seco, a una temperatura ambiente entre 0 y 25 grados centígrados y evitando el contacto directo con la luz solar.
- **USO ÚNICO, NO deben ser re-esterilizados**, sólo deben ser manipulados por profesionales de la salud e instituciones sanitarias.
- Deseche el contenido no utilizado, en un contenedor de desechos biológicos.
- Las instrucciones especiales de operación, advertencias y precauciones se indican en los manuales de instrucción adjuntos en cada empaque.