

FICHA TECNICA

PROTEINA C REACTIVA LATEX:

Este reactivo se utiliza para determinar la proteína C reactiva presente en suero de pacientes sanos, la cual puede aumentarse en procesos infecciosos bacterianos y virales, inflamación y neoplasias malignas.

PRESENTACION:

100 TESTS

TEMPERATURA:

2-8 Oc grado

PREPARACION:

LISTO PARA SU USO

FICHA TECNICA

SYPHILIS

Este reactivo por inmunocromatográfica (rápida) se utiliza para la detección de anticuerpos contra antígenos de *Treponema padillidum* en suero, plasma o sangre total humana.

PRESENTACION:

30 TESTS

TEMPERATURA:

2-30 Oc grado

PREPARACION:

LISTO PARA SU USO