



Farmaconal

Ficha Técnica - Porta Objeto Esmerilado

Nombre: Porta Objeto Esmerilado

Código: 30002025

Porta Objeto Esmerilado:

Pieza delgada plana de vidrio de diferentes dimensiones utilizada para fijar muestras que posteriormente serán examinadas con un microscopio.

Cómo utilizar el portaobjetos:

Debe utilizarse conjuntamente con un cubreobjetos.

En primer lugar se coloca la muestra sobre el portaobjetos y a continuación esta se recubre con el cubreobjetos. Esta disposición permite que el espesor de la muestra debajo del cubreobjetos sea uniforme. De esta forma se facilita el enfoque de la muestra.

Empaque:

Verificar que la calidad del vidrio responde al esfuerzo a que va a ser sometido.

Desechar el material que haya sufrido golpes de cierta intensidad aunque no se observen estrías o fracturas.

Utilice guantes de caucho y gafas de seguridad.

