



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO



**Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante
(CECANOT)**
TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL PROCESO DE COMPRA MENOR
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE
CECANOT-DAF-CM-2021-0075
NOMBRE
ADQUISICION DE REACTIVOS VIDAS

Santo Domingo, Distrito Nacional
República Dominicana



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO



1. Objeto del Requerimiento.

Este documento responde a las Especificaciones técnicas para participar en el Procedimiento de COMPRA MENOR para la **Adquisición de Reactivos Vidas**, ver a continuación especificaciones técnicas solicitadas:

FICHA TECNICA

PERFIL DE COAGULACION

D DIMER EXCLUSION VIDAS

Este reactivo se utiliza para la valoración inmunoenzimática de los productos de degradación de la fibrina (FbDP) en plasma humano (citrato de sodio)

PRESENTACION:

60 PRUEBAS

TEMPERATURA:

De 2-8°C.

Método: ELFA

COMPOSICION QUIMICA:

60 cartuchos DEX2 STR..... Listos para su uso.

60 conos DEX2 2 x 30 SPR..... Listos para su uso.

Calibrador DEX2: Calibrador S1 2 x 2 mL..... (lío filizado) S1 Reconstituir con 2 mL de agua destilada.

Controles DEX2: Control C1 2 x 2 mL(lío filizado)

Control C2 2 x 2 mL..... (lío filizado)



PERFIL TUMORALES

B-HCG VIDAS

Este reactivo sirve para la valoración cuantitativa de la Gonadotropina Coriónica humana (HCG) en suero o plasma humano.

PRESENTACION:

60 PRUEBAS

TEMPERATURA:

De 2-8°C.

METODO:

ELFA Enzimático Fluorescente

COMPOSICION QUIMICA DEL REACTIVO:

60 cartuchos HCG	STR	Listo al empleo.
60 conos HCG 2 x 30	SPR	Listo al empleo. Conos sensibilizados por inmunoglobulinas monoclonales de ratón anti-hCG.
Control HCG 1 x 2 ml (lío-filizado)	C1	Reconstituir con 2 ml de agua destilada
Calibrador cal HCG 1 x 5 ml (lío-filizado)	S1	Reconstituir con 2 ml de agua destilada. ").
Diluyente HCG 1 x 3 (líquido)	R1	Listo al empleo. Suero de ternera + azida sódica 1 g/l.



PERFIL TUMORAL

VIDAS AFP

El reactivo de Alfafetoproteína se utiliza para determinar la concentración del líquido amniótico durante el embarazo

El líquido amniótico es máximo hacia la semana 13 y decrece rápidamente hasta la semana 22, decrecimiento después de más lentamente. El paso transplacentario de la AFP implica igualmente un aumento de su tasa en el suero materno.

COMPOSICION QUIMICA DEL REACTIVO

60 cartuchos AFP	STR	Listo al empleo.
60 conos AFP 2 x 30	SPR	Listo al empleo. Interior de los conos recubierto con inmunoglobinas monoclonales anti-AFP (ratón)
Control AFP 1 x 2 ml (lío-finalizado)	C1	Reconstituir con 2 ml de agua destilada. Esperar 5 a 10 minutos después homogeneizar
Calibrador AFP 1 x 2 ml (líquido)	S1	Listo al empleo. Tampón Tris (0,05 mol/l) pH 7,5 + estabilizantes proteicos + albumina bovina + azida sódica 1 g/l + AFP (origen humano).
Diluyente AFP 2 x 25 ml (líquido)	R1	Listo al empleo. Tampón Tris (0,05 mol/l) pH 7,5 + estabilizantes proteicos + albumina bovina + azida sódica 1 g/l.

PREPARACION:

Listo para su uso

PRESENTACION:

60 PRUEBAS

TEMPERATURA:

De 2-8°C.

METODO: ELFA Enzimático Fluorescente



PERFIL HORMONAL

VIDAS TESTOSTERONA

El reactivo de Testosterona se utiliza para la determinación cuantitativa para el diagnóstico y el seguimiento de los procesos patológicos que causan un exceso o un déficit de este andrógeno. Se realiza en suero o plasma humano.

COMPOSICION QUIMICA DEL REACTIVOS

60 cartuchos E2 II		Listo para su uso
60 conos E2 II 2 x 30		Listo para su uso Interior de los SPR® recubiertos con testosterona
Control E2 II 1 x 3 ml (líquido)		Reconstituir con 1 mL de agua destilada. Esperar de 5 a 10 minutos y luego homogeneizar.
Calibrador E2 II 2 x 4 ml (líquido)		Reconstituir con 2 mL de agua destilada. Esperar de 5 a 10 minutos y luego homogeneizar.

PREPARACION:

Listo para usar

PRESENTACION:

60 PRUEBAS

TEMPERATURA:

De 2-8°C.

METODO:

ELFA Enzimático Fluorescente



PERFIL INFECCIOSO.

VIDAS PROCALCITONINA (PCT).

EL reactivo de la Procalcitonina se utiliza para la valoración del riesgo de sepsis severa y shock séptico desde el primer día de estancia de pacientes ingresados en suero o plasma humano.

COMPOSICION QUIMICA DEL REACTIVO:

60 cartuchos PCT	STR	Listo para su empleo.
60 conos PCT 2 x 30	SPR	Listo para su empleo. El interior de los conos esta sensibilizado con inmunoglobulina monoclonal de ratón anti-procalcitonina humana.
Controles PCT Control C1 2 x 2 mL (lío filizado) Control C2 2 x 2 mL (lío filizado)	C1 C2	Reconstituir con 2 mL de agua destilada. Dejar es reposo de 5-10 minutos y mezclar a continuación. Es estable tras la reconstitución durante 8 horas a $2-8^{\circ}\text{C} \pm 6^{\circ}\text{C}$. admite 5 ciclos de congelación/descongelación. Tampón TRIS NaCl (pH 7,3) + PCT recombinante humana + conservantes.
Patrones PCT S1 patrón 2 x 2 mL (lío filizado) S2 patrón 2 x 2 mL (lío filizado)	S1 S2	Reconstituir con 2 mL de agua destilada. Dejar es reposo de 5-10 minutos y mezclar a continuación. Es estable tras la reconstitución durante 8 horas a $2-8^{\circ}\text{C} \pm 6^{\circ}\text{C}$. admite 5 ciclos de congelación/descongelación. Tampón TRIS NaCl (pH 7,3) + PCT recombinante humana + conservantes.

PREPARACION:

LISTO PARA SU USO

PRESENTACION: 60 PRUEBAS.

TEMPERATURA:

De $2-8^{\circ}\text{C}$.

METODO: ELFA Enzimático Fluorescente.



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO



PRUEBAS TUMORALES

VIDAS CA 19-9

Este reactivo se utiliza para la determinación cuantitativa en caso de aparición de determinados cánceres de páncreas, colorrectal, etc., que permite la medición de los determinantes antigénicos en suero o plasma humano.

COMPOSICION QUIMICA DEL REACTIVO:

*30 cartuchos CA 19-9 Listo para su uso.

* 30 conos CA 19-9 1 x 30 Listo para su uso. Conos sensibilizados con anticuerpo monoclonal de ratón

* Control CA 19-9, 1 x 2 ml (liquido) Listo para su uso. Albumina bovina + determinantes antigénicos -19-9 reactivos (origen humano) + azida sódica 0,9 g/l.

*Calibrador CA 19-9 1 x 2,5 ml (liquido) Albumina bovina + determinantes antigénicos DF3 reactivos (origen humano) + azida sódica 0,9 g/l.

* Diluyente CA 19-9 1 x 5 ml (liquido) Suero humano* + azida sódica 1 g/l.

PREPARACION:

Listo para usar

PRESENTACION:

30 PRUEBAS

TEMPERATURA:

De 2-8°C

METODO:

ELFA Enzimático Fluorescente



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO



PRUEBAS TUMORALES

VIDAS CA 125

VIDAS CA 125 es una prueba cuantitativa automatizada que permite la detección de los determinantes antigénicos OC 125 en suero o plasma humano

Composición:

Está compuesta por un cono y un cartucho sólido desechable. El anticuerpo OC 125 conjugado se une con la fosfatasa alcalina, se incuba entonces se fija a los determinantes antigénicos 125 .

Preparación:

El reactivo está listo para su uso

Presentación

30 pruebas

Temperatura

VIDAS125 de 2-8°C

METODO:

ELFA Enzimático Fluorescente.



HORMONA DE FERTILIDAD LH VIDAS

Vidas LH es una prueba cuantitativa automatizada en los instrumentos que permite la valoración de la hormona luteinizante humana en suero o plasma humano.

Composición

60 cartuchos LH	STR	Listo al empleo.
60 conos LH 2 x 30	SPR	Listo al empleo. Conos sensibilizados con inmunoglobulinas monoclonales de ratón anti-LH.
Control LH 1 x 3 ml (lío filizado)	C1	Reconstituir con 3 ml de agua destilada. Esperar 5 a 10 minutos, después homogeneizar.
Calibrador CA 125 1 x 5 ml (lío filizado)	S1	Reconstituir con 2 ml de agua destilada. Esperar 5 a 10 minutos, después homogeneizar.
Tampón de dilución LH 1 x 3 (líquido)	R1	Listo al empleo. Tampón fosfato (0,05 mol/l, pH 7,5) + LH humano + estabilizantes proteicos y químicos + nitrato de sódico 1 g/l.

Preparación:

El reactivo está listo para su uso

Presentación

60 pruebas

Temperatura

Conservar el envase VIDAS LH A 2-8°C

METODO Esta prueba se realiza por método de ELFA (Enzyme Linked Fluorescence Assay).



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO



2. **Presentación de la Propuesta**

Los oferentes deberán presentar sus propuestas, dentro de los plazos previstos en el cronograma, a través del Portal Transaccional de Compras y Contrataciones, o de manera física de lunes a viernes en horario de 8:30 am a 3:30 pm, en un sobre cerrado y rotulado que posea la seguridad apropiada, para garantizar la confidencialidad de estas hasta el momento de su apertura. Los sobres deberán contar con las siguientes inscripciones y ser depositados en la dirección que se indica más adelante.

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante (CECANOT)

DIRECCIÓN: Calle Federico Velázquez no. 1, María Auxiliadora, Santo Domingo, Distrito Nacional (4to. Piso Departamento de Compras y Contrataciones).

PRESENTACIÓN: Credenciales, Oferta Técnica y Oferta económica

REFERENCIA: CECANOT-DAF-CM-2021-75

NOMBRE DEL OFERENTE:

3. **Entrega de muestra**

- Los interesados en participar en el proceso deben la oferta técnica del producto ofertado.

4. **Datos de la Cotización**

Las cotizaciones presentadas por los oferentes deben contener los siguientes datos:

1. Numero de RNC
2. Numero de Proveedor del Estado (RPE)
3. ITBIS transparentado
4. Descripción correcta del bien y/o servicio
5. Marca de los artículos ofertados
6. Condición de pago
7. Tiempo de Entrega
8. Garantía de calidad de los bienes cotizados.
9. Monto con dos (2) decimales xx.xx
10. Valores expresados en RD



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO



5. **Forma de Pago**
Crédito 60 Días

6. **Tiempo de entrega**
Inmediata

7. **Procedimiento de Selección.**
La presente contratación se realizará por Compra Menor en etapa única.

8. **Capacidad para ofertar.**
Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera que haya adquirido las **especificaciones técnicas**, tendrá derecho a participar en la presente COMPRA MENOR, siempre y cuando reúna las condiciones exigidas y no se encuentre afectada por el régimen de prohibiciones establecido en la ley 340-06.

A) Para personas jurídicas

- 1) Registro de Proveedores del Estado Actualizado
- 2) Copia del Certificado de Registro Mercantil actualizado.
- 3) Constancia de estar al día en sus obligaciones fiscales y de seguridad social.

B) Para personas físicas

- 1) Estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado
- 2) Copia de la Cédula de Identidad y Electoral del solicitante.
- 3) Constancia de estar al día en sus obligaciones fiscales y de seguridad social.

9. **Consultas, circulares y enmiendas**

Los interesados podrán solicitar al CECANOT aclaraciones acerca de las Fichas Técnicas, hasta la fecha que coincida con el **CINCUENTA POR CIENTO (50%)** del plazo para la presentación de las Ofertas. Las consultas las formularán los Oferentes, sus representantes legales, o agentes autorizados por escrito, dirigidas a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones dentro del plazo previsto, quien se encargará de obtener las respuestas conforme a la naturaleza de esta.

- Dirección de correo electrónico: euler.doylin@cecanot.com.do



La Unidad Operativa de Compras y Contrataciones para dar respuestas a tales consultas, deberá emitir circulares aclaratorias. Dichas circulares deberán ser emitidas solo con las preguntas y las respuestas, sin identificar quien consultó, en un plazo no más allá de la fecha que signifique el **SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%)** del plazo previsto para la presentación de las Ofertas y deberán ser notificadas a todos los Oferentes que hayan adquirido el Pliego de Condiciones Específicas y publicadas en el portal institucional y en el administrado por el Órgano Rector.

10. Cronograma de actividades

portal.comprasdominicana.gob.do/DO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/Update?ProfileName=DGCP-01-ComprasMenores&PPI=DO1.PPI.2752560&DocUniqueName=DossierDe...

Aumentar el contraste UTC -4 9:33:34 Centro Cardio-Neu...

Procesos Contratos Proveedores Otras herramientas Menú Ir a Buscar...

Escritorio → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → Proceso → Actualizar proceso Id de página: 10004342 Ayuda

EN EDICIÓN REF: CECANOT-DAF-CM-2021-0075 Editar Volver Cronograma

Compras Menores
Presentación de ofertas
URL: LABORATORIO
Equipo: CM / 10/3/2021 10:01 (UTC -4 horas) (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan

1 Información general
2 Configuraciones del pr...
3 Artículos y Preguntas
4 Evaluación
5 Documentos del procedi...
6 Documentos habilitantes
7 Invitación
8 Configuración del pre...

	Zona horaria (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
Fecha de publicación del aviso de convocatoria	12/03/2021 08:00 *
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas	
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/3/2021 18:00 *
Reunión aclaratoria	
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/3/2021 13:00 *
Presentación de Oferta Económica	16/3/2021 08:00 * Sugerir restantes fechas
Apertura Oferta Económica	16/3/2021 08:05 *
Acto de Adjudicación	16/3/2021 08:10 *
Notificación de Adjudicación	16/3/2021 08:15 *
Constitución de garantía de Fiel Cumplimiento	
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/3/2021 08:20 *
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/3/2021 08:25 *



11. Criterios de Evaluación

Las Propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los siguientes aspectos que serán verificados bajo la modalidad **“CUMPLE/ NO CUMPLE”**:

Elegibilidad: Que el Proponente está legalmente autorizado para realizar sus actividades comerciales en el país.

Capacidad Técnica: Que los Bienes cumplan con las todas características especificadas en las Fichas Técnicas.

12. Criterios de Adjudicación

La autoridad competente evaluará las Ofertas dando cumplimiento a los principios de transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás, que regulan la actividad contractual, y comunicará por escrito al Oferente/Proponente que resulte favorecido. Al efecto, se tendrán en cuenta los factores económicos y técnicos más favorables.

La adjudicación será decidida a favor del Oferente/Proponente cuya propuesta cumpla con los requisitos exigidos y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales, teniendo en cuenta el precio, la calidad, y las demás condiciones que se establecen en el presente Pliego de Condiciones Específicas.