

**SERVICIO NACIONAL DE SALUD**  
**Servicio Regional de Salud Metropolitano**

Ciudad Sanitaria Dr. Luís E. Aybar  
Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante  
RNC 4-3006345-2

**"Año del Fomento a las Exportaciones"**

**Fichas Técnica**

**Viscoelástico: Sodium Hyaluronate 1.6% x 0.8ml**

**Característica:**

**Para uso Intraocular.**

Una jeringa estéril de hialuronato de sodio, una cánula estéril de un solo uso.

Tamaño:

0,8 ml

Número de pieza:

60081L

**Contiene:**

16mg de hialuronato de sodio, 9mg de cloruro sódico U.S.P., solución salina tamponada con fosfato estéril para inyección U.S.P.,q.s.

**Características clave y beneficios:**

Concentración de hialuronato de sodio (HA) del 1.6%

Jeringa de vidrio estéril precargada de 0,8 ml

Cohesivo más características dispersivas en una jeringa

Las propiedades cohesivas aseguran un mantenimiento continuo del espacio mientras brindan protección de las células endoteliales de la córnea

Claridad óptica

Formulación libre de látex

Viscoelástico agrega el plus de versatilidad cohesiva para cada etapa del procedimiento de cataratas.

Está diseñado molecularmente con una versátil gama de cohesión que proporciona una retención duradera de la cámara y una eliminación eficiente al final de la caja. La versatilidad cohesiva le permite hacer lo que quiere hacer durante todo el procedimiento, sin necesidad de un segundo viscoelástico.

Viscoelástico están **indicado** para uso como ayuda quirúrgica en procedimientos oftalmológicos del segmento anterior y posterior, que incluyen:

- Extracción de una catarata.
- Implantación de una lente intraocular (LIO)
- Cirugía de trasplante de córnea.
- Cirugía de filtración de glaucoma
- Procedimientos quirúrgicos para volver a colocar la retina.

Debido a sus propiedades lubricantes y viscoelásticas, su transparencia y su capacidad para proteger las células endoteliales de la córnea, ayudan a mantener la profundidad y la visibilidad de la cámara anterior, minimizan la interacción entre los tejidos y actúan como taponamiento y sustituto del vítreo durante la cirugía de reagrupamiento de la retina. También preservan la integridad del tejido y la buena visibilidad cuando se utilizan para llenar los segmentos anterior y posterior del ojo después de los procedimientos a cielo abierto.

