

54

FARMACIA

ADM -00349

Fecha: 14/09/2021

[illegible]

Observaciones:

Requerimiento de compra para el abastecimiento de la Farmacia, Quirofanos

Solicitar al Proveedor: Estudio de Bioequivalencia y Eficacia del medicamento.

Solicitado por:


Encargado de Área : Nombre y Sello

Validado por:

Encargado de Área : Nombre y Sello

Autorizado por:

Encargado de Área : Nombre y Sello



Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante
Ciudad Sanitaria Dr. Luís E. Aybar
RNC 4-3006345-2
"Año de la Innovación y Competitividad"

Ficha Técnica

Catéter central 2 Lumen 5Fr/1.7mm Pediátrico

Conjunto de cateterización venosa central de dos luces para uso pediátrico con catéter Blue FlexTip. (5Fr x 13cm) 2 L.

(5Fr, 2 Lumen, 13CM Catéter Longitud, .021 PULGADA GUÍA DE ALAMBRE DE RESORTE)

Lumen	Priming Volume* (ML)	Flow Rate + (ml/hr)
Distal 18 Ga	0.30	1500
Proximal 20 Ga	0.30	760

BENEFICIOS:

Permanencia en el paciente por mayor tiempo.

Menos traumático para el paciente, (mayor facilidad de inserción).

Costo/beneficio para el hospital.

Radiopaco: permite determinar la colocación exacta del catéter durante todo el tiempo de la hospitalización del paciente.

El poliuretano es biocompatible, maleable, trombo-resistente, compatible con muchos químicos. Además presenta resistencia al acodamiento.

Propiedad hidrofílica (se ablanda *in situ*).

Fecha: 14/09/2021

Encargado de Área : Nombre y Sello



METROPOLITANO

Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante

Ciudad Sanitaria Dr. Luís E. Aybar

RNC 4-3006 345-2

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"



FICHA TECNICA

DuraPrep- Ref. 8630: Solución con Aplicador x 26ml

Contiene: Con yodo povacrylex al 0.7% y alcohol isopropilico al 74%.

Detalles:

- Amplio espectro antibacterial contra bacterias, virus y hongos para una mayor seguridad del paciente.
- De acción rápida, por sus principios activos elimina el 99.9% de las bacterias.
- Combina dos agentes antimicrobianos de amplio espectro: Alcohol para una desinfección y secado rápido, y un Iodóforo para una larga protección antimicrobiana.
- Al secarse se forma una capa polimérica, insoluble al agua, resistente a la sangre y a la solución salina para un mayor efecto residual.
- Solución estéril en una presentación individual de dosis única, que facilita el procedimiento de preparación de la piel y la adaptación a protocolos de la institución.
- Solución estéril en una presentación individual de dosis única, que facilita el procedimiento de preparación de la piel y la adaptación a protocolos de la institución.
- Flujo controlado de solución que minimiza los derrames y ambientes más limpios. No se requiere el uso de esponjas, bandejas, compresas y recipientes, lo que permite el ahorro de recursos.
- Ahorra tiempos de preparación de la piel del paciente.
- La eficacia del producto ha sido comprobada con múltiples estudios realizados in vitro, in vivo, y estudios comparativos.
- La solución de DuraPrep™ mantiene bajo los conteos de bacterias hasta por 48 horas después de la exposición a sangre y a solución salina y al menos 12 horas contra bacterias transitorias.

Solución antiséptica para la preparación de la piel del paciente antes de procedimientos quirúrgicos. Resistente a fluidos con acción residual hasta por 48 horas.

Aplicaciones sugeridas

- La solución quirúrgica está recomendada para la preparación de la piel intacta, antes de procedimientos invasivos tales como: • Cirugías. • Angiografías. • Inserción de catéteres epidurales o espinales. • Inserción de líneas centrales e IV.



METROPOLITANO

Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante

Ciudad Sanitaria Dr. Luís E. Aybar

RNC 4-3006 345-2

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"



- El aplicador grande de 26ml cubre un área de 38.1cmx76.2cm aprox. y es apropiado para procedimientos con grandes áreas de preparación bajo el cuello, incluyendo torácicas y cardiovasculares, columna, cadera, fémur, rodillas, cesáreas y cirugías abdominales mayores.

52

FARMACIA

Fecha: 14/09/2021

[illegible]

Observaciones:

Requerimiento de compra para el abastecimiento de la Farmacia, Quirofanos

Solicitar al Proveedor: Estudio de Bioequivalencia y Eficacia del medicamento.

Solicitado por:

Encargado de Área : Nombre y Sello

Validado por:

Encargado de Área : Nombre y Sello

Autorizado por:

Encargado de Área : Nombre y Sello

