



SERVICIO NACIONAL DE SALUD Servicio Regional de Salud Metropolitano

Ciudad Sanitaria Dr. Luís E. Aybar
Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante
RNC 4-3006345-2



“AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES”

Ficha Técnica

Duramadre 4 x 5 y 3 x 3

Implante absorbible para la reparación de defectos dúrales.

COMPOSICIÓN

100% Matrix de colágeno Tipo I proveniente de tendón de Aquiles de bovino, porosa, que se utiliza como sustituto de la duramadre y barrera antiadherente en cirugía de columna.

Tamaño: 4 x 5 , y 3 x 3.

Es un implante reabsorbible que permite la reparación y regeneración de la duramadre.

Es una herramienta fácil de manejar, suave, blanca, flexible, colágeno de la matriz porosa.
Se suministra estéril, de un solo uso.

Indicaciones:

Está indicada como injerto de cobertura para la reparación y corrección de los defectos de la duramadre en intervenciones quirúrgicas para injertos de duramadre en las siguientes intervenciones:

Craneotomía.

Cirugía de la fosa posterior.

Remoción de tumores.

Cirugía de columna.

Se **caracteriza** por ser maleable, porosa y fácil de manipular. Es no pirógena y sirve para un solo uso. Durante la cicatrización activa, permanece en el lugar en que ha sido implantada para luego ser reabsorbida cuando la formación de la neo-dura se produzca.



Aplicación espinal



Aplicación Craneal

