

Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante
Ciudad Sanitaria Dr. Luís E. Aybar
RNC 4-3006345-2
"Año de la Innovación y Competitividad"

Ficha Técnica

Ácido cítrico al 50% Solución Galón

Para la unidad de Hemodiálisis

Concentrado líquido para desinfección citro-térmica, y descalcificación de monitores de hemodiálisis.

Ventajas:

- Destacadas propiedades desinfectantes y antivíricas; bactericidas, fungicida, tuberculocida e inactivador de virus (incluidos Parvovirus, HBV, HCV, VIH).
- Principio activo incluido en la lista de la DGHM (Sociedad Alemana de Higiene y Microbiología).
- Económico, ya que sólo se necesitan concentraciones y cantidades muy bajas.
- Respetuoso con los materiales y al mismo tiempo altamente efectivo.
- No contiene materiales peligrosos.
- Es de manejo seguro para el usuario e inocuo con el medio ambiente.
- Tiempo de desinfección reducido.

Presentación: Caja de 4 galones, tapa amarilla y galón con etiqueta amarilla y letras negras.